

國軍花蓮總醫院自付差額特材收費標準(114年修訂)

★內容資料供參考，正確資訊於臨床就醫時依醫師提供說明為主								
項次	英文品名	中文品名	自費價	品項代碼	許可證字號	產品特性	副作用	與健保給付品項療效比較
1	PROGRAMMABLE VALVE SYSTEM 823100	可調式腦壓腹腔分流導管組	45,373	CDVPB18HPVCM	衛署醫器輸字第007778號	當病患因壓力問題而產生不舒服的症狀時，可直接由體外做調整。	1.一體式設計的引流閥不適用於心房引流。使用非一體式設計的引流閥來進行此項手術。2.接受抗凝血劑治療式已知具有出血性體質的病人禁止使用本裝置。3.如體內有感染症狀時，應避免植	現行健保給付之導管皆為固定壓力，若病患術後因為壓力問題而產生不舒服的症狀，如:頭痛、頭暈、嗜睡、嘔吐等，需變更導管壓力時，病患需再次手術更換不同壓力之導管，體外可調式腦室腹腔導管組可解決這個問題，免除病患需再次手術的風險。
2	” ZIMMER” NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY NAIL-CM SET	”捷邁”人工骨髓內釘-髓內釘組(含髓內釘×1、拉力螺釘×1、螺帽×1(FBZ022572002)、螺釘組×1(FBZ022572003))	53,464	FBNG122572Z1	衛署醫器輸字第022572號+第022621號	1.本體內釘針對股骨曲率參數設計前傾曲線，且髓內釘長度改變，使髓內釘服貼度提高，降低患者不適，以及遠端股骨前端穿刺問題。2.互鎖式螺釘固定，使螺紋與髓內釘孔洞互鎖。3.提供多元化的螺釘選項，包括市場獨有的股骨近端螺釘交叉設計。4.在鈦合金表面進行強化型陽極處理，提供較一般鈦合金高	手術醫師應在手術前將可能發生之不良影響告知病患相關注意事項。	1.較符合亞洲人股骨曲率，健保單一曲率。2.有互鎖式螺釘固定，健保無。3.有多元方限制性選擇，健保較少。4.強度較健保強。
3	“RAYNER” RAYONE TRIFOCAL PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOL INJECTION SYSTEM	“銳能”預裝式三焦點親水性人工水晶體推注系統(型號:RA0603F)	85,000	FALSNTRFCLRY	衛部醫器輸字第031234號	本產品適用於經由白內障晶體乳化術或囊外摘除白內障晶狀體後，無晶狀體的患者的視力矯正，植入患者的囊袋內	除了與任何形式的眼科手術相關非特別的禁忌。	1.含水量：平衡狀態26%。2.折射係數：1.46。3.紫外線透射(10%透光率UV截止波長為380mm。4.可適用Nd：YAG雷射。
4	” RAYNER” T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSES	”銳能”散光非球面人工水晶體	45,000	FALSNTORC3RY	衛部醫器輸字第031218號	1.老年白內障。2.先天或青少年白內障。3.創傷性白內障。 .角膜散光大於1.5度。	除了與任何形式的眼科手術相關非特別的禁忌。	1.含水量：平衡狀態26%。2.折射係數：1.46。3.可適用Nd：YAG雷射穩定。4.最低解折率=70%理論繞射極限值。
5	“PHYSIOL” POD F MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENSES	“法西歐”銳視三焦距遠中近老花矯正人工水晶體	85,000	FALSNMULF17P	衛部醫器輸字第031246號	本產品適用於無晶體患者，白內障病患做完撕囊手術並將水晶體吸取出來後，可植入本產品取代原本的水晶體。	植入物都可能造成潛在併發症，醫師應告知病人植入物特別的注意事項。	具有雙凸光學的設計:前方為繞射結構可分割光線。它提供近距離添加3.5度、中距離添加1.75度，讓病患在閱讀時不需戴輔助工具，並使近視及中度視力的患者減少對眼鏡的依賴。
6	ASSURITY PULSE GENERATOR	安速拉第心臟節律器 -雙腔ASSURIT	43,667	FHP02MR72UST	衛部醫器輸字第027439號	適用於心跳反應功能低下的病人，以及隨著生理活動增加心跳刺激速度而有幫助的病人。	1.暈厥。2.暈厥前兆。3.疲勞。4.心律不整導致的頭暈。	本產品可配合Merlin程式調節系統(型號3330，軟體版本21.2.2以上)，本產品不包含Merlin程式調節系統。
7	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS	單片型折疊式人工水晶體AMO-ZCB00	28,006	FALSNWAVE4A2	衛署醫器輸字第019321號	1.專利 -0.27μ非球面像差矯正值 2.採用第二代厭水性材質，晶體無香櫟氣泡現象. 3.三點支撐角度設計,術後度數更穩定. 4.360度晶體邊緣方邊設計,降低二次白內障發生機率.		1.可提高影像聚焦力。2.提升色彩對比敏銳度。3.防止眩光產生。4.搭配小切口植入器植入（傷口小於2.2mm）
8	” CHM” INTRAMEDULLARY NAIL SYSTEM-CHFN2 TROCHANTERIC NAIL/LONG	“西曼”骨髓內釘系統-西菲恩近端股骨鎖定髓內釘組/加長型	64,402	FBNG13576X34	衛部醫器輸字第029615號	本產品使用於穩定及固定骨折部位，經由手術將本產品植入骨髓腔並鎖上鎖定組件以固定髓內釘位置並達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	植入物下沉或裝置疲勞斷裂、感染、植入物壓迫到附近的軟組織或器官、骨骼本身的弧度及長度減少、血管出血亦或是產生血腫、靜派深處的血栓，血栓性靜脈炎或肺栓塞、骨折區併發症、骨折區併症。	無類似健保品項。
9	” CHM” INTRAMEDULLARY NAIL SYSTEM-HUMERAL NAIL(SET)	“西曼”骨髓內釘系統-西菲克斯解剖型肱骨鎖定髓內釘組	64,402	FBN053297X34	衛部醫器輸字第029615號	本產品使用於穩定及固定骨折部位，經由手術將本產品植入骨髓腔並鎖上鎖定組件以固定髓內釘位置並達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	植入物下沉或裝置疲勞斷裂、感染、植入物壓迫到附近的軟組織或器官、骨骼本身的弧度及長度減少、血管出血亦或是產生血腫、靜派深處的血栓，血栓性靜脈炎或肺栓塞、骨折區併發症、骨折區併症。	無類似健保品項。
10	” CHM” INTRAMEDULLARY NAIL SYSTEM-CONDYLAR RETROGRADE FEMORAL NAIL(SET)	“西曼”骨髓內釘系統-西菲克斯逆行股骨鎖定髓內釘組	62,864	FBN053560X34	衛部醫器輸字第029615號	本產品使用於穩定及固定骨折部位，經由手術將本產品植入骨髓腔並鎖上鎖定組件以固定髓內釘位置並達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	植入物下沉或裝置疲勞斷裂、感染、植入物壓迫到附近的軟組織或器官、骨骼本身的弧度及長度減少、血管出血亦或是產生血腫、靜派深處的血栓，血栓性靜脈炎或肺栓塞、骨折區併發症、骨折區併症。	無類似健保品項。
11	” CHM” INTRAMEDULLARY NAIL SYSTEM-ANATOMICAL FEMORAL NAIL(SET)	“西曼”骨髓內釘系統-西菲克斯解剖型股骨鎖定髓內釘組	64,289	FBN053510X34	衛部醫器輸字第029615號	本產品使用於穩定及固定骨折部位，經由手術將本產品植入骨髓腔並鎖上鎖定組件以固定髓內釘位置並達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	植入物下沉或裝置疲勞斷裂、感染、植入物壓迫到附近的軟組織或器官、骨骼本身的弧度及長度減少、血管出血亦或是產生血腫、靜派深處的血栓，血栓性靜脈炎或肺栓塞、骨折區併發症、骨折區併症。	無類似健保品項。